

# NEW スーパーボンド

## 新発売キャンペーン

**数量  
限定**

期間 2009年11月24日～2010年2月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、スーパーボンド(NEW)の新発売を記念いたしまして、『サンメディカル NEW スーパーボンド 新発売キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

### NEW スーパーボンド 筆積セット



**<セット内容>**  
 クイックモノマー液…1本(10mL)  
 キャタリスト…1本(0.7mL)  
 ポリマー粉末筆積クリア…1本(3g)  
 表面処理材 高粘度レッド…1本(3mLシリジシ)  
 ダッペンスタンド(3穴)…1個  
 ディスポダッペンカップ…20枚  
 ディスポ用筆積(曲)…1本  
 ディスポチップ筆積L(ピンク)…1ケース  
 ディスポチップ筆積L(紫)…1ケース  
 ニードルチップ(23G)…5個  
 ニードルチップ(赤)…1個

セット品を単品で購入した場合 **30,500円**  
 セット価格で購入した場合 **20,000円** (約34% OFF!)

さらに  
 キャンペーン期間中  
 購入した場合 **特別価格にてご提供!**

### NEW スーパーボンド 混和セット



**<セット内容>**  
 クイックモノマー液…1本(10mL)  
 キャタリスト…1本(0.7mL)  
 ポリマー粉末混和とディーズカラー…1個(3g)  
 ポリマー粉末混和ラジオバーク…1個(5g)  
 表面処理材 高粘度グリーン…1本(3mLシリジシ)  
 ダッペンスタンド(3穴)…1個  
 ディスポダッペンカップ…20枚  
 計量スプーン Standard…1本  
 ディスポ用筆積(曲)…1本  
 ディスポチップ混和(青)…2ケース  
 ニードルチップ(23G)…5個  
 ニードルチップ(緑)…1個

セット品を単品で購入した場合 **34,300円**  
 セット価格で購入した場合 **22,000円** (約36% OFF!)

さらに  
 キャンペーン期間中  
 購入した場合 **特別価格にてご提供!**

### NEW スーパーボンド C&Bセット



**<セット内容>**  
 モノマー液…1本(10mL)  
 キャタリスト…1本(0.7mL)  
 ポリマー粉末クリア…1個(3g)  
 ポリマー粉末ディーズカラー…1個(3g)  
 表面処理材レッド…1本(5mL)  
 表面処理材グリーン…1本(5mL)  
 タッペンディッシュ(陶器)…1個  
 スポンジ(L・S)…1箱  
 計量スプーン Standard…1本  
 ディスポ用筆積(直)…1本  
 ディスポ用筆積(曲)…1本  
 ディスポチップ筆積S(緑)…1ケース  
 ディスポチップ筆積L(ピンク)…1ケース  
 ディスポチップ混和(青)…2ケース

セット品を単品で購入した場合 **40,630円**  
 セット価格で購入した場合 **29,000円** (約29% OFF!)


さらに  
 キャンペーン期間中  
 購入した場合 **特別価格にてご提供!**

※キャタリストの代わりにキャタリストVを組み込む場合があります。

サンメディカル

## スーパーボンド (NEW) もっと筆積を簡単に!!


筆積法専用のポリマー粉末で筆積操作が簡単に。



計量スプーンを使用せずに、ポリマー粉末を出せます。

ポリマー粉末の液馴染みを良くすることで、ポリマー玉の採取がより簡単になりました。


簡単にエッチングができる「高粘度レッド」「高粘度グリーン」。



流れずとどまる高粘度レッドは、ノズルから直接ピンポイントエッチングができるシリジタイプになりました。

## もっと混和を簡単に!!

混合法専用のポリマー粉末なら冷却なしで、余裕の操作時間。



- 用途や好みに応じて使い分けができる「ディスポチップ」4シリーズ。
- 粉材が投入しやすい「計量スプーン Standard」。
- 「ダッペンスタンド(3穴)」と「ディスポダッペンカップ」でらくらくメンテナンス。

[スーパーボンド] 歯科接着用レジンセメント ■医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) ■医療機器認証番号 221AABZX00115000

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2009年11月24日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●お問い合わせは、お出入りの歯科商店までお願いします。

製造販売 サンメディカル株式会社  
 滋賀県守山市古高町571-2 〒524-0044

発売 株式会社モリタ  
 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161  
[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

株式会社 上村歯科商店  
 TEL (078) 743-4555(代)  
 FAX (078) 743-0490

# スーパーボンドの操作性

もっと**筆積**を簡単に!!

主に動揺歯固定や矯正用途で使用しやすいように、筆積法に特化したセットができました。

New

筆積法専用のポリマー粉末で筆積操作が簡単に。



ポリマー粉末  
筆積クリア



簡単ボトルタイプ

計量スプーンを使用せずに、ポリマー粉末を出せます。



簡単採取

ポリマー粉末の液馴染みを良くすることで、**ポリマー玉の採取がより簡単**になりました。

New

簡単にエッチングができる「高粘度レッド」。



表面処理材 高粘度レッド  
＜エナメル質用＞



ピンポイントエッチング

流れずとどまる高粘度レッドは、ノズルから**直接ピンポイントエッチング**ができるシリンジタイプになりました。

クイックモ  
チエアタイム




クイックモノマー液

New

より使いやすく、改良された**充実**

用途や好みに応じて使い分けができる「ディスポチップ」シリーズ。



ディスポチップ筆積S(緑)



ディスポチップ筆積L(ピンク)



ディスポチップ筆積LL(紫)



ディスポチップ混和(青)

## ディスポチップの装着方法

ケース上部を右方向(または左方向)へスライドさせ、直接筆柄に装着します。手で触れることがないので衛生的です。



# が大幅にアップしました!

## もっと混和を簡単に!!

主に補綴物・ポストコアセット用途で使用しやすいように、  
混和法に特化したセットができました。

New


### 混和法専用のポリマー粉末なら冷却なしで、余裕の操作時間。



ポリマー粉末  
混和ティースカラー



ポリマー粉末  
混和ラジオパイク



混和ティースカラーの操作時間

25°C以下の室温なら、ダッペンスタンド(3穴)を、冷却することなく使用できるので、余裕を持って操作できます。  
**ミキシングステーションで冷却すれば、更に操作時間が長くなります。**  
また、従来のポリマー粉末より**余剰セメントの除去がしやすくなりました。**

ノーマー液が短縮します!


New

### 簡単にエッチングができる「高粘度グリーン」。

クイックモノマー液でシャープに硬化。  
硬化待ち時間が大幅に短縮します。



表面処理材 高粘度グリーン  
<象牙質用(研削エナメル質を含む)>




簡単アクセス


高粘度レッドより緩めの操作感で広い範囲に直接エッチングできます。  
**スポンジで塗布しにくかった窩洞、ポストホール等もエッチングしやすいシリンジタイプになりました。**

## の付属品ラインナップ。


粉材が投入しやすい「計量スプーン Standard」。



計量スプーン Standard



従来品



新製品

カップ内面の形状を円形状に改良することで、粉材の投入時の飛散が軽減されました。  
また、モノマー液の滴下量をイラストで表示しました。




「ダッペンスタンド(3穴)」と「ディスポダッペンカップ」でらくらくメンテナンス。



ディスポダッペンカップが操作後の片付けをスムーズにします。

各種前処理材が滴下できます。

筆が置けます。



# スーパーボンドの4大特長

## ① 優れた接着性

キャタリスト(TBB)により、**水・空気(酸素)のあるところから固まる**ため、良質な樹脂含浸層を形成し、高い接着力と接着耐久性を発揮します。

## ② 衝撃に強い

スーパーボンドの**硬化体は柔らかく粘り強い**クッションとなり、衝撃を柔軟に吸収します。

## ③ 歯髄の保護

良質な樹脂含浸層が**細菌や外部刺激をシャットアウト**し、歯髄を保護します。

## ④ 多目的に使える

矯正・動揺歯固定・補綴物・築造体のセト・裏層等、**接着面積や症例に合わせて、多目的に使用**できます。

多目的に使用することを考えて  
収納性もアップしました!

## スーパーボンド 収納例

筆積セットと混和セットをまとめて収納ができます。



ディスポチップも収納できます。

このような収納もできます。

# スーパーボンドシリーズ<セット>

## 筆積 スーパーボンド 筆積セット

標準価格 ¥20,000

筆積法に特化したセット構成になっています。


筆積専用の粉材によりポリマー玉の採取がより簡単になり、矯正や動揺歯固定に最適です。



クイックモノマー液	1本 (10mL)	ディスボチップ筆積LL (紫)	1ケース
カタリスト	1本 (0.7mL)	ニードルチップ (23G)	5個
ポリマー粉末筆積クリア	1本 (3g)	ニードルキャップ (赤)	1個
表面処理材 高粘度レッド	1本 (3mLシリンジ)		
ダッペンスタンド (3穴)	1個		
ディスボダッペンカップ	20枚		
ディスボ用筆柄 (曲)	1本		
ディスボチップ筆積L (ピンク)	1ケース		

カタリストの代わりにカタリストVを組み込む場合があります。

筆積法での操作ステップと臨床応用例 (動揺歯固定)



## 混和 スーパーボンド 混和セット

標準価格 ¥22,000

混和法に特化したセット構成になっています。


混和専用の粉材により、ダッペンディッシュを冷却しなくても常温 (25℃以下) で使用できるようになりました。



クイックモノマー液	1本 (10mL)	ディスボ用筆柄 (曲)	1本
カタリスト	1本 (0.7mL)	ディスボチップ混和 (青)	2ケース
ポリマー粉末混和ティースカラー	1個 (3g)	ニードルチップ (23G)	5個
ポリマー粉末混和ラジオペーク	1個 (5g)	ニードルキャップ (緑)	1個
表面処理材 高粘度グリーン	1本 (3mLシリンジ)		
ダッペンスタンド (3穴)	1個		
ディスボダッペンカップ	20枚		
計量スプーン Standard	1本		

カタリストの代わりにカタリストVを組み込む場合があります。

混和法での操作ステップと臨床応用例 (金属ポストコアセット)



## C&B スーパーボンド C&Bセット

標準価格 ¥29,000

従来の構成品をそのまま継承しています。



モノマー液	1本 (10mL)	計量スプーン Standard	1本
カタリスト	1本 (0.7mL)	計量スプーン Small	1本
ポリマー粉末クリア	1個 (3g)	ディスボ用筆柄 (直)	1本
ポリマー粉末ティースカラー	1個 (3g)	ディスボ用筆柄 (曲)	1本
表面処理材レッド	1本 (5mL)	ディスボチップ筆積S (緑)	1ケース
表面処理材グリーン	1本 (5mL)	ディスボチップ筆積L (ピンク)	1ケース
ダッペンディッシュ (陶器)	1個	ディスボチップ混和 (青)	2ケース
スポンジ (L・S)	1箱		

カタリストの代わりにカタリストVを組み込む場合があります。

# スーパーボンド<構成成品・付属品・関連製品>

## スーパーボンドの構成成品及び単品

### 重合触媒



キャタリスト 0.7mL  
¥14,700

### 液材



モノマー液 10mL  
¥6,900



クイックモノマー液 10mL  
¥6,900

### ポリマー粉末

New



筆積クリア 3g  
¥2,400

New



混和ティースカラー 3g  
¥2,600

New



混和ラジオパーク 5g  
¥3,300



クリア 3g  
¥2,400



オパークアイボリー 3g  
¥2,400



ティースカラー 3g  
¥2,400



オパークピンク 3g  
¥2,400



アイボリー 3g  
¥2,400



ラジオパーク 5g  
¥3,100

## 表面処理材

### 歯 面

#### エナメル質




表面処理材レッド 5mL  
¥2,400

New



New

表面処理材 高粘度レッド 3mL  
¥2,400



ニードルチップ(23G) 50個  
ニードルキャップ(赤) 2個  
¥1,500

#### 象牙質(研削エナメル質を含む)




表面処理材グリーン 5mL  
¥2,400

New



New

表面処理材 高粘度グリーン 3mL  
¥2,400



ニードルチップ(23G) 50個  
ニードルキャップ(緑) 2個  
¥1,500

## 付属品及び単品

New



ダッペンスタンド(3穴)  
¥1,000

New



デスポダッペンカップ 40枚  
¥800



ダッペンディッシュ(陶器)  
¥2,800



スポンジ(L・S)  
¥930

New



デスポチップ混和(青) 10本  
¥850

New



デスポチップ筆積S(緑) 10本  
¥850

New



デスポチップ筆積L(ピンク) 10本  
¥850

New



デスポチップ筆積LL(紫) 10本  
¥850

New



計量スプーン Standard  
¥300



計量スプーン Small  
¥300



計量スプーン Large  
¥300



デスポ用筆柄(曲)  
¥850



デスポ用筆柄(直)  
¥850

## 関連製品

金属面(金合金・Pd合金・白金加金等)




V-プライマー 3mL  
¥3,200

陶材面(シリコニア・ポーセレン・硬化した硬質レジン)



ポーセレンライナー M A液 5mL/B液 5mL  
¥9,800

ダッペンディッシュ冷却器



ミキシングステーション  
¥4,000